



79 3214.3020 | 3302.6444

www.angiocor.com

Rua Permínio de Souza, s/n
Cirurgia, Aracaju - SE

ATENDEMOS CONVÊNIO E PARTICULAR



Diretor Médico e Responsável Técnico:
DR. EDUARDO JOSÉ PEREIRA FERREIRA – CRM SE: 2923



Conheça o

PORT-A-CATH®

ou Cateter totalmente implantado


**UMA IMPORTANTE FERRAMENTA
NO TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA**

ANGIOCOR – Centro de Referência em Acessos Vasculares

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES

O que é e para que serve o PORT-A-CATH?

É um dispositivo utilizado para administração de medicamentos e coleta de sangue. Uma opção segura e eficiente no manuseio de pacientes oncológicos. É formado por um reservatório e um cateter. Esse reservatório tem formato cilíndrico ou cônico, e pode ser feito de silicone, plástico ou titânio.



Como é colocado?

É instalado após anestesia local, através de um procedimento cirúrgico simples, realizado pelo cirurgião vascular, com duração entre 30 minutos a 1 hora e o paciente pode ter alta no mesmo dia. Se necessário, poderá até receber o medicamento logo após. O reservatório fica logo abaixo da pele na região torácica. Pode ser utilizado para a administração de medicamento ou coleta de sangue, com agulha especial. A punção é feita por uma enfermeira, após assepsia rigorosa do local. Durante a punção, os pacientes sentem uma leve sensação de picada, que diminui gradativamente.

Vantagens

Durabilidade (até 2000 punções); Menor taxa de infecção; Evita punções frequentes; Conforto e mobilidade; Dispensa uso de curativos; Maior eficácia do tratamento, uma vez que não ocorrem episódios frequentes de flebites, trombose venosa e necrose por extravasamento da droga.

É necessário uso de curativos para proteger meu cateter?

Apenas após o procedimento de colocação, durante a infusão e até cicatrização do corte, normalmente de 7 a 10 dias (data provável da retirada de pontos, se houver). Seu médico ou enfermeira poderão orientá-lo.

Devo evitar atividades físicas?

Depende da atividade. Orientamos que sejam evitadas aquelas que possam causar traumas como futebol, boxe, judô e tênis.

Devo evitar alguma posição para dormir?

Não, porém alguns pacientes referem incômodos quando estão em decúbito ventral (barriga para baixo).

Devo evitar certos tipos de roupas?

No dia a dia não há necessidade. Porém no dia da punção do seu cateter, é recomendável o uso de camisas ou camisetas de gola aberta.

Quanto tempo ficarei com o cateter?

A permanência do cateter será durante o tratamento. Alguns médicos optam por deixar o cateter por um tempo mais prolongado. Converse com ele a respeito.

É necessário algum cuidado após o término do tratamento quimioterápico?

Sim, enquanto seu médico não liberar a retirada do cateter, deve ser realizada manutenção mensal, que é a lavagem do cateter com solução de heparina.

Meu cateter será detectado por algum sistema de segurança?

O port é fabricado em plástico ou metal, geralmente não detectado pela maioria dos sistemas de segurança ou alarmes. Apresente um cartão de identificação que poderá ser fornecido por seu médico, caso isso aconteça.

Qual a duração do cateter totalmente implantado?

De 1000 a 2000 punções, dependendo do calibre das agulhas.

Como é a retirada do cateter?

Após liberação do seu médico, você passará por procedimento cirúrgico semelhante ao da implantação.